



CGF 变速离心机

产品简介:

CGF 离心机是一款微电脑控制的台式变速离心机，机器有 CGF、PRF、PRP 三种分离模式，机器通过自动高低转速可以避免血液中的生长因子被破坏，制备出临床所需要的各种生长因子。

程序一： 加速 30 秒，速度达到 2700rpm，旋转 2min 后，降到 2400rpm,旋转 4min，再加速到 2700rpm 旋转 4min，3300rpm3min,最后减速 36 秒停止。



程序二： 加速 30 秒，速度达到 2700rpm，旋转 2min 后，降到 2400rpm,旋转 4min，再加速到 2700rpm 旋转 4min，3000rpm2min,最后减速 36 秒停止。



技术参数:

最高转速:	变速程序
最大制备容量:	8×10ml
转速控制精度:	±50r/min
定时范围:	0~99min
噪音:	≤65dB
环境温度:	5℃~35℃
相对湿度:	≤80%
电源:	AC220V±10% 50Hz 8A
重量:	20Kg

转子参数表:

适配转子容量	备注
8*5ml 采血管	塑料角转子
8*10ml 注射器	铝合金水平转子

