



## MT60-4 微孔板恒温孵育器

### (可用于深孔板培养)

#### 产品简介:

MT60-4 微孔板专用孵育器是由薄膜加热和 PID 智能控温技术相结合的专用恒温器。其 PID 模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。产品极大地缩短了实验操作的时间，是样品孵化、催化等反应过程理想的自动化工具。

#### 产品特点:

- ▶ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态；
- ▶ 一次可处理 4 块酶标板或者深孔板；
- ▶ 采用热盖加热技术；
- ▶ 支持自动预热功能；
- ▶ 支持断电自动恢复功能；
- ▶ 自带温度校准功能；
- ▶ 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠；



#### 产品参数:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 型号                           | MT60-4              |
| 温度设置范围:                      | 0℃~80℃              |
| 控温范围-室温:                     | 室温+5℃~80℃           |
| 时间设置:                        | 1min~99h59min/∞     |
| 控温精度:                        | ≤±0.5℃              |
| 显示精度:                        | 0.1℃                |
| 温度均匀性:                       | ≤±0.5℃              |
| 升温时间:                        | ≤10 分钟 (25℃升温到 80℃) |
| 自动预热:                        | 支持                  |
| 断电自动恢复:                      | 支持                  |
| 样品容量:                        | 4 块酶标板或者深孔板         |
| 输入功率:                        | 300W                |
| 电压:                          | AC220V/50-60HZ      |
| 熔断器:                         | 250V3A Φ5×20        |
| 外形尺寸(mm):                    | 340x320x200mm       |
| 重量:                          | 6.5Kg               |
| *测试条件: 室温 25℃±2℃, 温度计精度±0.1℃ |                     |