



1. 产品介绍

MIX-35 涡旋混匀仪是一款体积小，接触模式适合短时间(点动)混合样品。无级调速范围：1000-3500rpm，适用于混合小量的样品。该款仪器体积小，特别适合比较小或拥挤的实验室。主要适用于医学、生物工程、化学实验室、生化实验室、工厂化验室和医院检验科、医药等研究领域，混匀效果明显，且对试管内的物质无任何污染和影响。

2. 特性

- 无级调速范围：1000-3500rpm
- 震荡容器最大直径为 30mm，可用于震荡试管，离心管，Eppendorf 管。
- 主机外壳和试管底座为塑料制成，耐化学腐蚀。
- 设计小巧紧凑，性能可靠

3. 正常工作环境

使用环境温度：0℃ ~ 40℃

相对湿度：≤80%

使用电源：AC100-240V/50-60HZ

4. 参数指标

外形尺寸：125×115×76（mm）	输入电源：AC100-240V，50/60Hz
最大载重：0.1kg	转速：1000-3500rpm
运行方式：圆周	周转直径：4.5mm
重量（kg）：0.55kg	功率：24W